

腹臥位用クッション

ぺんたゴン

腹臥位用クッション『ぺんたゴン』は
本体・三角マット・ヘッドレストと
サドル(本体とは単独で分割しています)
の合計4個のパーツで構成しています。

コンパクトで軽い腹臥位クッション

ペンタゴンとは、英語で**五角形**
(pentagon)を意味します。

サドル(臀部パット)

サドルを用いて安定した
姿勢でご使用頂けます。

本 体

高品質のウレタンを使用
することで「軽くて丈夫」
な使いやすさを実現しました。

ベルトフック

胸・腰ベルトが取り付けられるように
フックを4箇所に配置しました。
オプションのベルトを取付できます。

ヘッドレスト

面ファスナーでの固定式です。
脱着や位置の調整が簡単に出来ます。

三角マット

面ファスナーでの固定式です。
位置を変えることで、本体の角度調整が、
簡単に出来ます。

腹臥位をとることで・・・


口の中のヨダレや痰が
口腔外に排出されやすくな
ります。

背中側の肺に空気が
入りやすくなります。



股関節に屈曲拘縮があっても、
腹臥位姿勢をとることができます。

角度の調整が簡単に出来ます



面ファスナーで脱着が
楽々！しっかり固定！


三角マットをずらして
角度を調整します

サイズ


L・M・Sサイズのほか、
分離することで二種類のサイズになる
LM兼用 MS兼用も製作致します。

兼用ヘッドレスト


兼用サドル



※ LM兼用とMS兼用で仕様
異なる部分があります。



平 面 図



側 面 図

規格寸法表 (cm)

	L	M	S
A	35	30	26.5
B	29	26	21
C	43	36	32
t	10	9	7
H	49	44	34
W	50	45	40

手工作品のため寸法は精密ではありません。
改善のため仕様等は予告なく変更する場合があります

サイズと身長目安

Sサイズ 90cm前後
Mサイズ 110cm前後
Lサイズ 140cm前後

正確にはA(脇下寸法)とB(大腿部寸法)を
参考にしてください。規格品に合わない
場合は、オーダーにも対応いたします。
(デモ機のお試しをお勧めします)

カバー色

当社指定生地の中から 同生地
2色までの組合せで選べます。
(兼用サイズは4色までの組合せ)




ぺんたゴン

オプション

各種パッド類、ベルト類の他にも
胃ろうクッションなど、ご要望に
応じて製作いたします。

サイズ・形状についても
オーダー製作致します。

※各オプションとも、サイズにより
多少形状が異なります。
また、改良のため、仕様を予告なく
変更させていただく場合があります。



胃ろうクッション

幅広（サイドパッドなし）、幅狭（サイドパッドあり）
のどちらかの形状をご指定ください。
オーダーにて穴の形状・位置の指定も承ります。



※上記写真は幅広タイプです。

綿タイプ

中綿の調整が可能です。

生地・色：当社指定「メッシュ」
又は「レザー(ｶﾞｰﾄﾞ)」から1色



※上記写真は幅狭タイプです。

通気ビーズタイプ

ビーズ量の調整可能
洗えます。

生地・色：
シャワーチェア生地の
ブルーorピンク
又は当社指定「メッシュ」

ベルト



ベルト

生地・色：レザー、本体の色に
合わせて製作します。



H型ベルト

背中を覆うタイプのベルトです。

生地・色：当社指定「メッシュ」から1色

パッド



サイドパッド (左右1セット)

高さ・幅をご指定ください。

生地・色：本体の生地・色に
合わせて製作します。
(底面は面ファスナー)



膝パッド (左右1セット)

高さ・長さをご指定ください。

生地・色：本体の生地・色に
合わせて製作します。
(底面は滑り止め)



Hベルト装着時

『バリアフリーを ものづくりから』

リー
Lee製作室
<http://lee-lee.jp/>

〒910-0374

福井県坂井市丸岡町北横地 40-9

Tel. 0776-50-1105

Fax. 0776-50-1106

この製品は、福井県こども療育センター
と共同で企画・開発しています