この座りごこ ツインクッション


快適さの秘密は骨盤のサポー



※印刷物ですので実物と色が多少異なります

快適な座りごこちの秘密

改善のため仕様等を予告なく変更する場合があります。



- ○背クッションは、骨盤を包み込む 形状で、安定感が抜群です!
- 背・座クッションは、面ファスナーで簡単着脱! 背もたれが腰にピッタリと フィットして、腰の負担を軽減します。
- 背・座クッションには、 低反発フォームを使用しています。
 - ●カバー色はブラックのみです。

製造元)姿勢保持具製作工房

ee製作室

http://lee-lee.jp/

Tel. 0776-50-1105 Fax. 50-1106 〒910-0374 福井県坂井市丸岡町北横地 40-9 販売店

骨盤のサポート と姿勢の関係

ツインクッション

ツインクッションを使用して 『快適な車椅子生活』を!!

一般的な車椅子で なりがちな姿勢





アルファベットの「C」 に似たC字カーブの姿勢


この姿勢は・・・

- ・腰への負担
- ・仙骨座りによる褥瘡の危険性
- ・内臓の圧迫

など、多くのリスクを伴う、 とても問題の多い姿勢です

ツインクッションで 骨盤を後方からサポート





基本は

『腰をしっかりサポートすること』

骨盤と腰椎をしっかりサポートすることで、脊柱が理想的な S字カーブの姿勢をとりやすくなります。 高齢者で、円背が 固定的になっている方に!



円背の方の問題は、腰の後ろの隙間 円背の方が車椅子に座ると、 腰の後ろに隙間が出来ます。 ツインクッションは、腰の後ろ部分を 面で支えます。(▲部分) これにより、骨盤を安定させ、 車椅子生活を快適にサポートします。

簡単微調整で どなたにも 『最適な使い心地』を提供します





便利なポイント

ツインクッションは、背と座部分が簡単に取り外せます。 背・座をそれぞれ単独で使用することもできます。 分割して重ねると、かさばらずに収納できます。

背・座クッションは、面ファスナー(マジックテープ)で取り付けます。 そのため、ご利用される方の体格に合わせた微調整が簡単に行えます。

※カバー色はブラックのみです